

*Leggera*



Leggera

# 安心安全のその先へ。

販売名：口腔外バキューム レジェーラ  
一般的名称：歯科用吸引装置  
認証番号：308AHBZX00005000



## 診療を支える4つの特徴。



SIAAマーク取得の抗菌仕様  
レジェーラプロテクトを樹脂  
に練り込んでいます。



軽い操作性で自在なポジショ  
ン設定。スムーズに位置調整  
が可能です。



高い操作性の手元スイッチを  
搭載。直感的で快適な操作性  
を実現。



高輝度LEDを搭載。  
明るくクリアに手元を照射。

# Leggera Protect

レジェーラ本体の表面に使用されている樹脂には、抗菌作用を持つ特殊な材料「**レジェーラプロテクト**」が練り込まれています。素材自体に練り込まれているため、表面加工のように剥がれることがなく、抗菌効果が長期間持続する特長があります。

このレジェーラプロテクトが菌の増殖を抑え、日常使用時の衛生環境の維持に貢献します。

レジェーラプロテクトは、  
**抗菌製品技術協議会 (SIAA) の**  
**認証基準に基づき登録された**  
**抗菌加工材料です。**

表面の細菌を増殖させないように加工されている製品を抗菌加工製品といいます。


JIS(日本産業規格)では、加工されていない製品の表面と比較し、細菌の増殖割合が100分の1以下(抗菌活性値2以上)である場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。

大腸菌  
NBRC 3972



菌液接種直後

▼ 24時間後



無添加品


レジェーラ  
プロテクト  
添加品

黄色ブドウ球菌  
NBRC 12732



菌液接種直後

▼ 24時間後



無添加品

レジェーラ  
プロテクト  
添加品

## 抗菌 SIAA マークの 3 つの安心

SIAA マークは、国際規格に基づいた抗菌性能試験をクリアし、人体への安全性が確認されていること、さらに使用されている抗菌剤の種類や効果範囲が適切に表示されていることなど、3つの基準をすべて満たした製品にのみ付与されるマークです。安心・安全に配慮された抗菌製品であることの目印として、多くの場面で信頼されています。

登録番号: JP0123497X00011



01



### 抗菌性

国際規格 ISO 22196 に基づく試験を実施し、抗菌加工が細菌の増殖を抑制することを確認。規格値(抗菌活性値2以上)を満たした製品にのみ付与されます。

02



### 安全性

抗菌剤の使用にあたり、皮膚への刺激性やアレルギーへの影響について評価を実施。人体に対して安全と認められた基準を満たしています。

03



### 適切な表示

使用されている抗菌剤の種類を明示し、効果のある範囲をわかりやすく表示。消費者・医療従事者双方に透明性を確保しています。

# COLOR


診療所のテーマに合わせた豊富なカラー展開  
(有償オプション)



## 装置寸法

| 部 位 | 寸 法  | 部 位 | 寸 法        |
|-----|------|-----|------------|
| a   | 1920 | h   | 1140       |
| b   | 340  | i   | 250        |
| c   | 800  | j   | 150        |
| d   | 1180 | k   | 100        |
| e   | 220  | l   | 220        |
| f   | 240  | m   | 250        |
| g   | 880  | n   | 1720*(最大値) |

\*アーム最大展開時の寸法



会 社 名 アドバンスジャパン株式会社  
 本 社 〒334-0063 埼玉県川口市東本郷 118-1 (2F)  
 連 絡 先 TEL : 048-234-8291(代)  
 FAX : 048-211-0861  
 フリーコール 0800-0800-059  
 ホームページ <https://f-adj.co.jp>

営 業 所 東京営業所  
 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町 21 神田 FK ビル 5F  
 埼玉営業所  
 〒343-0102 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地 800-1(オフィス棟内)  
 名古屋営業所  
 〒458-0841 愛知県名古屋市中区鳴海町小森 8-1  
 大阪営業所  
 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-1-3  
 川口工場  
 〒334-0063 埼玉県川口市東本郷 118-1  
 松伏工場  
 〒343-0102 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地 800-1(工場棟内)