

展示製品の紹介

ぜひ会場で実物をご覧ください。

NEW

根管模型

実践に近い間隔で、日々の練習に。



- ・難易度の高い弯曲根管
- ・象牙質に近い素材



JiZai
— 自在 —

NiTi ロータリーファイル

引き込まれを大幅に軽減

破折への不安を解消

複雑根管の治療をサポート

ダイヤモンド

CAD/CAM SELECTION

CAD/CAM 支台歯では、角がなく丸みのあるスムーズな形成が基本。ダイヤモンドから CAD/CAM 支台歯形成に適したバーを選択しました。



隣接面

TR-13



グループ・切縁
軸面歯質除去

MP-5



咬合面

EX-21



舌側・口蓋側

MP-10



窩洞

EX-38

滅菌済針付縫合糸

軟組織の縫合におすすめな品番



丸針の先端を三角形の鋭縁にして刃を付けています。軟組織の縫合に適しています。

No. 27	先端角・弱弯		YE - 13mm D-0.43mm	4 - 0	シルク ブラックブレイド 45cm
No. 28	先端角・強弯		YE - 16mm D-0.48mm	4 - 0	シルク ブラックブレイド 45cm
No. 29	先端角・弱弯		YE - 18mm D-0.53mm	4 - 0	シルク ブラックブレイド 45cm

マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地 8 番 3

【デンタル国内営業】Tel: 028-667-8591 Fax: 028-667-8593