

meluco plus

[meluco U プラス]



A Beautiful existence

清く、強く、美しく。



STEP TYPE

Base-mount

1 型：ベースマウント

※写真はオプション装着例です。

美しさにはその理由があります。

洗練のパフォーマンスとデザイン、そして存在感。

誕生 ^{プラス} melucoU Plus。



meluco
plus 

A Beautiful existence

CONTOUR TYPE

Over-arm

2型：オーバーアーム

※写真はオプション装着例です。



シンプルで操作性のよいタッチパネル。見やすいVFD表示モニター。



Cart

3型：カート



シンプルで機能的なデザインのタッチパネルが効率的なユニットコントロールを実現。マイクロモーター回転表示やタイマーの設定状況などを表示するVFDモニターを標準装備しています。

さまざまな機能を追加してさらに使いやすくなりました。(一部オプション)

● ショックレス機構



チェアの始動時や停止時のショックが小さくなりました。

● クールシート(ふっかふかシート選択時のオプション)



座シートと背板シートからエアーを吹き出します。長時間でも快適な診療が受けられます。



LED无影灯を標準装備。口腔内のすみずみまで明るく照らします。



2ハンド対応アシスタントハンガーを標準装備。ドクターの診療をサポートします。



クリア鉢を搭載したクリーンなイメージのアシスタントエリア。

Option items [オプションアイテム] 用途に合わせてさまざまなオプションをご用意しました。

Instruments [インストルメント] 診療スタイルに合わせてチョイスできます。

ワイドレンジマイクロモーター
マイクロモーター 40H
認証番号:21708Z200045000(管理 特管)



エキスパートマテック
E10C
認証番号:223AIBZX00039000(管理 特管)



エキスパートマテック
E20L
認証番号:223AIBZX00039000(管理 特管)



超音波スケーラー
ブチビエゾ(光無し/光付き)
認証番号:220ACBZX00050000(管理 特管)



- マイクロモーター回路増設 [40H]
- タービン回路増設
- タービンハンドピース [ルナサス1]

Table/Chair Area/Other [テーブル・チェアー・その他の装備] 院内感染予防など、さらなる安心と機能性拡張のためのアイテム。

マウス・テンキー置き(マウス単独も可能)
ササキオリジナルマウスパッド付



ディスプレイアーム/ボールタイプ
画像モニターを見やすく配置



フットコントローラー/930型
操作性のよいフットコントローラー



メンテナンスフリーセパレーター セパマチック
ユニット搭載のセパレーター



フラッシング機能
自動フラッシング機構



- エアワンタッチジョイント
- ドクター側アームレスト

Select items [セレクトアイテム] テーブルトレイやコップトレイ、ガラス鉢、小物置きテーブル、ユニットカラーカバーにブルーとクリアの2色をご用意しました。お好みに合わせてチョイスできます。

ドクターテーブルトレイ
ブルーとクリアの2色



アシスタントハンガーテーブル
ブルーとクリアの2色



コップトレイ
ブルーとクリアの2色



ガラス鉢
ブルーとクリアの2色



小物置きテーブル
ラウンドタイプ・スクエアタイプ/ブルーとクリアの2色



ユニットカラーカバー
5色をご用意しました



Color Variation [カラーバリエーション] ノーマルシートに標準7色・スペシャルカラー4色、ふっかふかシートに標準2色のシートカラーをご用意しました。お好みに合わせてチョイスできます。

◎ノーマルシートカラー
標準色



ブラック



ピーチピンク



スノーホワイト



ダークブルー



ウォーターブルー



アップルグリーン



サマーイエロー

◎シートカラー
スペシャルカラー



グリーン



ホルダー
メタリック



ブラック
メタリック



シャンパン
ホワイト

◎ふっかふかシートカラー
標準色



フレンチ
ベージュ



リッチ
ブラック

●商品名:メルコUプラス ●チェアタイプ:ステップタイプ・カンタータイプ ●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:750VA ●重量:1型・238kg/2型・235kg/3型・236kg

●販売名:U17ユニット ◎一般的名称:歯科用ユニット ◎認証番号:228AGBZX00084000(管理 特管 設置) ※メルコUプラスの販売名はU17ユニットです。

※当カタログに掲載の商品仕様および価格(2017年2月)は、改良等により予告なく変更する場合があります。また、掲載商品の色調は実際の商品と異なる場合があります。

◎ササキ株式会社

札幌支店	〒065-0024 札幌市東区北24条東21-7-16	011-788-0707	甲府支店	〒400-0047 甲府市徳行2-10-38	055-228-6688
旭川支店	〒071-8121 旭川市末広東1条3-1-9	0166-50-0500	松本支店	〒390-0821 松本市筑摩1-15-7 ハチマルビル101号室	0263-24-3005
函館支店	〒041-0822 函館市亀田港町39-8	0138-42-1010	長野支店	〒380-0911 長野市大字稲葉1980-1	026-221-8815
青森支店	〒030-0901 青森市港町2-10-63	017-744-7650	沼津支店	〒410-0818 沼津市中原町4-12	055-931-2863
八戸支店	〒031-0073 八戸市大字売市字小待167	0178-51-8925	静岡支店	〒420-0813 静岡市葵区長沼989-5	054-655-2080
盛岡支店	〒020-0851 盛岡市向中野3-28-21	019-636-2800	浜松支店	〒435-0044 浜松市東区西塚町321-7	053-464-6677
秋田支店	〒010-0953 秋田市山王中国町6-24	018-862-0608	豊橋支店	〒440-0084 豊橋市下地町字宮腰86-1	0532-56-5671
仙台支店	〒982-0014 仙台市太白区大野田4-21-2	022-304-4832	岡崎支店	〒444-0069 岡崎市井田新町5-8	0564-22-1015
郡山支店	〒963-8025 郡山市桑野2-30-10 Aビル102号	024-991-9201	名古屋支店	〒465-0035 名古屋市長区豊が丘712	052-725-9581
山形営業所	〒990-0831 山形市西田3-15-2	023-674-8192	名古屋駅前支店	〒451-0045 名古屋西区名駅2-24-5	052-565-4721
新潟営業所	〒950-0891 新潟市東区上木戸1-4-20	025-271-2361	名古屋南店	〒470-2212 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字米山22-4	0569-47-0081
長岡支店	〒940-2126 長岡市西津町本田3799-1	0258-29-8052	一宮支店	〒491-0918 一宮市末広1-3-20	0586-44-8433
東京支店	〒108-0023 東京都港区芝浦3-20-6 芝浦MYビル2F	03-5730-7761	岐阜支店	〒500-8384 岐阜市藪田南4-5-20	058-273-9171
本郷支店	〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-4 ササキビル2F	03-3813-6191	津支店	〒514-1114 津市久居井戸山町842-2	059-255-9900
池袋支店	〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-9 第3共立ビル6F	03-3988-1691	四日市支店	〒510-0072 四日市市九の城町5-12 うの森ビル1F	059-350-1620
東京北支店	〒120-0003 東京都足立区東和3-18-2	03-3606-2209	大阪支店	〒550-0025 大阪市西区九条南1-2-20 ドームいずみビル1F	06-6582-7501
柏支店	〒277-0921 柏市大津ヶ丘4-4-2 ウェルズ21 沼南パートIE号室	04-7190-1841	高槻支店	〒569-1127 高槻市西真上1-27-3	072-686-2590
埼玉支店	〒333-0851 川口市芝新町6-15 わらび市川ビル601号室	048-263-5777	堺支店	〒593-8327 堺市西区鳳中町9-1-11	072-262-3766
千葉支店	〒263-0051 千葉市稲毛区園生町956-4 オークヒルマンション1F	043-287-8241	神戸支店	〒657-0862 神戸市灘区浜田町1-2-1	078-846-1880
八王子支店	〒192-0046 東京都八王子市明神町2-20-13	042-645-1321	姫路支店	〒670-0965 姫路市東延未3-37 中川ビル203号	079-221-5650
川崎支店	〒211-0004 川崎市中原区新丸子東2-906-1	044-433-8500	福岡支店	〒812-0015 福岡市博多区山王1-17-5	092-433-5543
横浜支店	〒231-0027 横浜市中区扇町3-8-8	045-641-7197	熊本支店	〒862-0911 熊本市東区健軍1-2-12	096-331-1181
厚木支店	〒243-0017 厚木市栄町1-2-11 クレバイン1F	046-221-9331	鹿児島営業所	〒890-0054 鹿児島市荒田2-13-1	099-286-1211

発売元: 株式会社 **ササキ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2941(機械部)

製造販売元: 株式会社 **吉田精工株式会社** 〒311-3506 茨城県行方市八木蒔660 TEL.0299-57-0111

ササキホームページでは「メルコUプラス」に関する製品情報や、その他さまざまな情報などを発信しています。

<http://www.sasaki-kk.co.jp/>

2017年2月